



RFID PER IL TERRITORIO: ADI E LOGISTICA ASSISTENZIALE

CONTESTO

L'Assistenza Domiciliare sta diventando velocemente una delle fondamenta della Sanità Nazionale. L'Assistenza Domiciliare è basata sul coordinamento di professionisti, appartenenti a strutture diverse che hanno in comune un piano di cura/assistenziale per il paziente. Tutto questo è un processo complesso e ha bisogno di una **“regia di controllo”** per il massimo della qualità e del controllo dei costi associati.

DESCRIZIONE

grazie alle tecnologie **RFID** è possibile costruire la vera **“regia di controllo”**. Nella centrale vengono definiti i piani e il consumo di materiale previsto. Ogni operatore è dotato di palmare dove viene riportato la programmazione della attività e del materiale. Il paziente assistito è dotato di braccialetto RFID che “colloquia” con il palmare per definire la fase del piano, trasferire dati o semplicemente censire il materiale sanitario. Tutto il materiale di consumo è a sua volta dotato di tag RFID. Erogato, consegnato, e condizione del paziente vengono registrati puntualmente e univocamente dal sistema RFID.

VANTAGGI

Certificazione delle visite
Monitoraggio dei consumi e controllo certo della spesa
Efficienza e programmazione di tutta l'organizzazione